

MATRAZ DE NÚMERO DE YODO, MUESTRA SENDTNER, 100 ML, CON TS 19/26



SKU: PG-2 12049 | **Categorías:** <u>Material de vidrio de laboratorio</u> | **Etiquetas:** <u>con</u>, <u>Matraz</u>, <u>muestra</u>, <u>número</u>, <u>Sendtner</u>, <u>yodo</u>



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MATRAZ DE NÚMERO DE YODO, MUESTRA SENDTNER, 100 ML, CON TS 19/26

Descripción: Matraz con valor de yodo, muestra Sendtner.

Volumen y graduación: 100 ml. Característica: con TS 19/26

Característica adicional: con tapón de cristal hexagonal.

Color de graduación: graduación blanca

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Talla 100

Source link

Volumetric Glassware



INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware