

MEDIDA, ACERO INOXIDABLE, 500ML -H-4923.500



SKU: H-4923.500 | **Categorías:** Bandejas y tazones, Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Laboratorio general ASTM/NCH, Medidas |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las medidas cuentan con un mango conveniente y graduaciones en mililitros y onzas en el interior de la taza.

Medida, acero inoxidable, 500ml



INFORMACIÓN ADICIONAL