

## **MEDIDOR DE CONSISTENCIA**



**SKU:** N / A | Categorías: Medidas de Consistencia |



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

 $[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text] \\ Medidor\ de\ Consistencia$ 

 $[/vc\_column][/vc\_row][vc\_row][vc\_column][/vc\_wp\_text] Descripción \ del \ producto:$ 

- Medidor de consistencia
- Unidad de prueba de vida útil y corrección de tiempo de mortero fresco
- EN 1015-9, EN 13294
- Que consiste en:
- · Balance 20 kg / 10 g
- · Molde
- · Soporte de ayuda
- · Varilla de penetración
- · Disco de latón
- Oscuro.  $(wxdxh) = 320 \times 380 \times 550 \text{ mm}$
- Peso: 6,5 kg.[/vc\_wp\_text][/vc\_column][/vc\_row]



## INFORMACIÓN ADICIONAL