


MEDIDOR DE LONGITUD



SKU: B-01-03-03-160101 | **Categorías:** [Agregados](#) | **Etiquetas:** [BS 812](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza para determinar el índice de alargamiento de los agregados: es decir, si la longitud es superior a 1,8 del tamaño nominal. Montado sobre una base de madera noble.

Normas

- BS 812

Especificaciones técnicas.

Modelo	Código de Producto	Nombre del Producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellMedLon-08	B-01-03-03-160101	Medidor de longitud	37x7x7	0,8

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO