

**MEDIDOR DE PH, ELECTRODO, BNC CINCH, PH / TEMP, NO RECARGABLE -HO-4964**



**SKU:** HO-4964 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Electrodo de pH 3-en-1, no recargable con sonda de temperatura integrada. Adecuado para soluciones estándar o fangosas.

- **Rango de pH:** 0 - 13 pH
- **Temperatura. Rango:** 0 - 80 ° C
- **Material del eje:** plástico
- **Tipo de referencia interna:** Ag / AgCl
- **Tipo de unión de referencia:** Fiber Pin
- **Relleno electrolito de referencia:** 3M gel KCl
- **Longitud del cable:** 1 m
- **Sensor de temperatura:** sí
- **Conector:** BNC Cinch

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO