

## MEDIDOR DE PH, ELECTRODO, BNC, SOLO PH, RECARGABLE -HO-4962



SKU: HO-4962 | Categorías: <u>Humboldt</u>, <u>Repuestos y accesorios</u> |



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

2-en-1, electrodo de pH recargable de plástico para muestras normales.

• Rango de pH: 0 - 14 pH

• Temperatura. Rango: 0 - 80 ° C

• Material del eje: plástico

• Tipo de referencia interna: Ag / AgCl

• Tipo de unión de referencia: Pin de cerámica

• Relleno electrolito de referencia: solución 3M KCI

Longitud del cable: 1 m
Sensor de temperatura: no

• Conector: BNC



## INFORMACIÓN ADICIONAL