

MEDIDOR DIGITAL DE VATIOS CON CORRIENTE ALTERNA BELL-MEDDIGVAT-2250A





SKU: B-01-29-0901-0201 | **Categorías:** Otros equipos |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo Bell-MedDigVat-2250A Bell-MedDigVat-2250B

Código SKU B-01-29-0901-0201 B-01-29-0901-0202

Funcion con pilas (Bell-MedDigVat-2250B), con corriente alterna Bell-MedDigVat-2250A)

Apagado automático del vatímetro después de 2 minutos con ahorro de batería

La autonomía es de unas 8 horas en

funcionamiento continuo

Rangos de corriente 0,1A, 0,5A, 1A, 5A

Rangos de tensión 3V, 15V, 30V, 240V, 450V

Potencia medida 0,3W~2250W (capacidad de tarifa)

Rangos de frecuencia $0\sim3 \,\mathrm{kHz}$ Pantalla LCD $3\frac{1}{2}$ dígitos

Dimensiones $235(W) \times 75(H) \times 170(D)$ mm

Peso 0,6 kg

Medidas de equilibrio monofásico y trifásico

Medida de pequeña potencia

Sencillez de conexión y funcionamiento

Precisión mejor del 2% en toda la escala de corriente y tensión

Protección contra sobreintensidades mediante fusibles

Indicador de sobreintensidad y sobretensión



INFORMACIÓN ADICIONAL