

MEDIO AISLANTE



SKU: N / A | **Categorías:** [Aceite de temple](#), [Mezcla de agua de temple](#), [Agente limpiador](#), [Medio aislante](#), [Nabertherm](#), [Tecnología para Procesos Térmicos II](#) |

VARIACIONES

Imagen

SKU

Descripción

SKU / Modelo



491000120

Any SKU / Modelo

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

Medio aislante

- Pasta conformable de base cerámica para cerrar cajas de recocido
- También es adecuado para cubrir elementos de las piezas que no deben templarse

Control y Proceso y Documentación

Tecnología para Procesos Térmicos I

[Tecnología para Procesos Térmicos I](#)

Tecnología para Procesos Térmicos II

[Tecnología para Procesos Térmicos II](#)

Documentación

[Sinóptico de productos](#)

[Control de proceso y documentación](#)

[Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema](#)

[AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9](#)

[Funciones de los controladores](#)

[Asignación de los controladores estándar a las familias de hornos](#)

Modelos

Núm. art.	Descripción	Embalaje
491000120	Pasta aislante Lenit	19 kg

COTECNO