

MESA DE ELEVACIÓN DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DE LABORATORIO - MARCA BELLTRONIC



Características:

Buena capacidad de carga

Ajustar la altura rápidamente

Material de acero inoxidable aceite de prevención, ácido y fácil de limpiar

Modelo:

Modelo	BellBatCol-150	BellBatCol-200
Tamaño de la placa (mm)	150*150	200*200
Elevación rango de altura (mm)	0 ~ 260	0 ~ 280
Max. capacidad de peso (kg)	5	7
Tamaño del paquete (mm)	210*165*90	260*210*90
Peso total (kg)	1.5	1.8

SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
		BellBatCol-150 Alcance de elevación: 0~260mm	Any SKU / Modelo
		BellBatCol-200 Alcance de elevación: 0~280mm	Any SKU / Modelo

COTECNO