

**MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE PARA BALANZAS DE LABORATORIO.  
ANCHO 600 MM**



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Mesa de Acero Inoxidable para Balanzas de Laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Mesa de Trabajo de Acero Inoxidable para Balanzas de Laboratorio. Ancho 600 mm[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descripción del Producto:

- Mesa de trabajo de acero inoxidable con recorte para un equilibrio (wxdxh) 512 x 435 x 133 mm y con estante inferior de almacenamiento sin equilibrio
- Oscuro. (wxdxh) = 600 x 700 x 850 mm[/vc\_wp\_text][vc\_column][vc\_row]

COTECNO

COTECNO