

MEZCLADOR DE LABORATORIO, 12-QT. (11.35L) -H-3842A.4F



SKU: H-3842A.4F | **Categorías:** [Humboldt](#), [Mezcladores](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El recipiente Hobart Modelo HL-120 tiene un 12 qt. (0.401 pies cúbicos) de capacidad de mezcla y un temporizador de motor de 15 minutos. La acción planetaria del batidor asegura una mezcla y mezcla completas. La transmisión selectiva del agitador tiene 3 configuraciones de velocidad: 106, 196 y 358 RPM. Incluye tazón de acero inoxidable, batidor de rejilla de aluminio de tipo plano y gancho de masa de aluminio. Dimensiones: base 14-3 / 4" x 20" x 29-9 / 16" (375 x 508 x 750 cm). Peso de envío 185 lbs. (83,9 kg) n

- [Accesorios](#)
- [Repuestos](#)



H-3843AHW

Batidor Extremo para el Mezclador



H-3842AWW

Alambre de acero inoxidable para mezclador



H-3842HW

Batidor de servicio pesado para el Mezclador



H-4121

Cubetas de papel, 1 galón de tamaño (25 piezas)



H-3842A.1

Batidor de aluminio



H-3842A.2

Bowl Mezclador Acero inoxidable, 12-Qt.



H-3842ADH

Gancho de aluminio

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO