

## MEZCLADOR ROTATIVO MULTIFUNCION



### Características

- El Multi mezclador BellMezcMulti-III tiene tres modos programables de mezclado.
- Puede mezclar diferentes muestras como sangre, orina, inyecciones, plasma sanguíneo, etc.
- Método de mezcla:
- Rotación: Rota 360°, al sentido de las agujas del reloj, En sentido contrario a las agujas del reloj o alternativamente entre ambos.
- Vibración: Sacudida hacia arriba y abajo.
- Vórtice: Vórtice mezclando las muestras.

**SKU:** BellMezcMulti-III | **Categorías:** [Mezcladores](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Rango de velocidad de rotación: 5~40 rpm.
- Placa de trabajo 1 (estándar): tubos de 1.5ml-15ml en 22pcs
- Placa de trabajo 2 (estándar): tubos de 50ml en 6pcs, tubos de 1.5ml-15ml en 4pcs Como piezas de recambio
- Ángulo de movimiento: 15°-90° (15° por nivel)
- Ángulo de vórtice: 1°-5°
- Tiempo de trabajo máximo: 60h
- Fuente de alimentación: AC110/220V±10%, 50/60Hz
- Tamaño externo (W\*D\*H): 380\*182\*190mm
- Tamaño de embalaje (W\*D\*H): 470\*260\*300mmPeso bruto: 6kg

COTECNO