

MICROSCOPIO BELLO-MICBIO-Q



SKU: Bello-MicBio-Q | **Categorías:** [Microscopio Biológico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo

Bello-MicBio-Q Bello-MicBio-Q3 Bello-MicBio-Q2 Bello-MicBio-Q4

Cabeza de visualización	Cabeza binocular libre de compensación, inclinado a 30° (48mm -75mm)	●		●	
	Cabeza binocular libre de compensación, inclinado a 30° (48mm -75mm)		●		●
Ocular	WF10 X 18mm	●	●		
	WF10 X 22mm			●	●
Objetivo	Objetivo acromático: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) de aceite	●	●		
	Objetivo acromático infinito: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S), aceite			●	●
Escenario	Etapa mecánica de doble capa				
	Tamaño de la etapa:: 132mmx 140mm	●	●	●	●
	Rango móvil: 70mmx 50mm				
Condensador	N. A.1.25 Abbe condensador con diafragma iris y filtro	●	●	●	●
Enfoque	Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino,	●	●	●	●

Especificaciones
Modelo

	valor de escala de enfoque fino 0,002 mm				
	rango de enfoque 30mm				
Fuente de luz	Ajuste de brillo LED	●	●	●	●
Accesorio opcional	Ocular: WF16x, WF20x, P16x				
	Objetivo acromático: 20X (S) , 60X (S)				
	Objetivo del plan: 4X, 10X, 20X (S), 40X (S), 60X (S), 100X (S) aceite				
	Objetivo del plan infinito: 4X, 10X, 20X (S), 40X (S), 60X (S), 100X (S) aceite				
	Cabezal de visualización doble				
	Campo oscuro y accesorio de contraste de fase				
	Ocular de cámara digital COMS de 1.3Mega、3.0Mega、5.0Mega、10. 0Mega				
	Accesorio para fotografía y montaje CCD C: 0.5X 0.57X 、 0.75X				
	Cámara CCD, color / 3 líneas de TV de alta resolución 700				

INFORMACIÓN ADICIONAL

Iluminación ($\geq$-LX)	LED
Aumento del Objetivo	100x de aceite , 10x , 40x , 4x , Acromatico , Acromatico Infinito
Tipo de Enfoque - Microscopio	Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino
Ocular Microscopio	WF10x/18mm , WF10X/22mm