

MICROSCOPIO BELLO-MICBIO-SD2



SKU: Bello-MicBio-SD2 | **Categorías:** [Microscopio Biológico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo

Bello-MicBio-SD6 Bello-MicBio-SD2 Bello-MicBio-SD4

cabezal de visualización

Cabezal monocular, inclinado a 45 °, giratorio 360 °

●

Cabezal binocular sin compensación, inclinado a 30 ° (48 mm – 75 mm)

●

Cabezal binocular sin compensación, inclinado a 30 ° (48 mm – 75 mm)

●

Ocular

WF10×/18mm

●

●

●

Objetivo

Objetivo acromático: 4 × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) Aceite

●

●

●

Escenario

Etapa mecánica de doble capa

Tamaño de la etapa: 135mm × 135mm

●

●

●

Rango móvil: 70mm × 50mm

Condensador

N.A.1.25 Condensador Abbe con diafragma iris y portafiltros

●

●

●

Enfoque

Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino, valor de escala de enfoque fino 0,002 mm

●

●

●

rango de enfoque 30mm

Fuente de luz

Brillo ajustable LED

●

●

●

Accesorio opcional

Ocular: WF16 × 、 WF20 × 、 P16 ×

Objetivo: 20× (s) 、 60×(s)

Cabezal de visualización reflector dual

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Iluminación ($\geq$-LX)	LED , regulable
Aumento del Objetivo	100x de aceite , 10x , 40x , 4x , Acromatico
Tipo de Enfoque - Microscopio	Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino
Ocular Microscopio	WF10x/18mm