

MICROSCOPIO BELLO-MICBIO-WI



SKU: Bello-MicBio-WI | **Categorías:** [Microscopio Biológico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo

Bello-MicBio-WI1 Bello-MicBio-WI2 Bello-MicBio-WI6

Cabeza de visualización	Monocular inclinado a 45 °, 360 ° giratorio	●		
	Cabeza binocular libre de compensación, inclinada a 30 ° (55mm-75mm)		●	
	Cabeza de Trinocular libre de compensación, inclinado en 30°(55mm-75mm)			●
Ocular	WF10×/18mm	●	●	●
Objetivo	Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) Aceite	●	●	●
Escenario	Etapa mecánica de doble capa Tamaño de la etapa: 140mm × 140mm Rango de movimiento: 70mm × 50mm	●	●	●
Condensador	N.A.1.25 Condensador Abbe con diafragma iris y filtro	●	●	●
Enfoque	Ajuste coaxial grueso y fino de enfoque Fino	●	●	●
	Valor de escala de enfoque 0.002mm.			
	Rango de enfoque 30mm			
Fuente de luz	Bombilla halógena 6V20W o 6V15W, CA 220V / 110V	●	●	●

Especificaciones

Modelo

	Fuente de luz ajustable con iluminación Kohler
Accesorio opcional	Ocular: WF16 × 、 WF20 × 、 P16 × Objectivo: 20×、 60(s)、 Objetivo del semiplano: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) de aceite Objetivo del plan: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) aceite Espejo reflectante, demostración (enseñanza) Cabeza Campo oscuro y dispositivo de contraste de fase Cámara ocular digital COMS de 1.3Mega、 2.0Mega、 3.0Mega、 5.0Mega píxeles Accesorio de fotografía y adaptador CCD 0.5 × 、 0.57 × 、 0.75 × Cabeza libre de compensación binocular y trinocular (48 mm-75 mm) Iluminación LED

INFORMACIÓN ADICIONAL

Iluminación ($\geq$-LX)	110V/220V , 6V/15W , 6V/20W AC , AC , Bombilla halogena
Aumento del Objetivo	100x de aceite , 10x , 40x , 4x , Acromatico
Ocular Microscopio	WF10x/18mm