

MICROSCOPIO BELLO-MICBIOT-J



SKU: Bello-MicBioT-J | **Categorías:** [Microscopio Biológico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

		Bello-MicBioT-J	Bello-MicBioT-J1	Bello-MicBioT-J2
Cabeza de visualización	Monocular inclinado a 45 °, 360 ° giratorio	●	●	●
Ocular	WF10×/18mm	●	●	●
Objetivo	Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s)	●	●	
	Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) de aceite			●
Escenario	Escenario liso con clips deslizantes	●		
	Tamaño de la etapa: 110mm × 110mm			
	Etapa mecánica de doble capa.		●	●
	Tamaño de la etapa: 110mm × 126mm			
Condensador	Rango de movimiento: 70mm × 30mm			
	Lente única con diafragma de disco	●		
	N.A.1.25Abbe Condensador con diafragma de iris y filtro		●	●
Enfoque	Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino	●	●	●
	Escala de enfoque fino valor 0.002mm			
Fuente de luz	Lámpara incandescente 220V / 20W o 110V / 20W	●	●	●
Accesorio	Ocular:WF16×、WF20×、			

Especificaciones

Opcional	Objetivo: 20×、60×(s)
	Bombilla halógena 6V / 20W, AC 220V / 110V
	Iluminación LED

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aumento del Objetivo	100x de aceite , 10x , 40x , 4x , Acromatico
Ocular Microscopio	WF10x/18mm
Tipo de Enfoque - Microscopio	Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino
Iluminación (≥-LX)	110V/20W , 220V/20W , Lampara incandescente