

MICROSCOPIO BIOLÓGICO CON CÁMARA INCORPORADA - MARCA BELLTRONIC



Modelo				BellMBCIn-117M	BellMBCIn-300N
Cabeza de Visión	Cabeza Binocular Libre de Compensación, Inclinada a 30°, Distancia Interpupilar 48-75mm			√	
	Sistema de cámara	Pixel válido	1280×1024 (1.3MPixel)	\checkmark	1
		Modo de Salida	USB2.0	\checkmark	1
		Sistema Operativo	WINDOWS7/8 2000 / XP/ VISTA	′ √	
		Software	Scopelmage 9.0	\checkmark	1
		Rango de campo de visualización	90%	√]
	Scopelmaage 9.0 Siedentopf cabeza binocular, 30 ° inclinado, distancia interpupilar 48-75mm				V
Ocular	WF10×/ 18			√	\checkmark
	P16×/ 11			•	
	Ocular de campo extra grande EW10 $ imes$ / 20 con dioptría ajuste				•
Objetivo	Objetivo Acromático 4×、10×、40×、100×			\checkmark	\checkmark
Muserola	Muserola Cuádruple Retraíble			$\sqrt{}$	
	Muserola Cuádruple				$\sqrt{}$
Platina	Platina mecánica Doble capa 132×142 mm, rango de movimiento 75×40 mm			\checkmark	
	Platina mecánica Doble capa 140 × 140 mm Rango de				V
	movimiento 75 × 40 mm				ľ
Condensador	Abbe NA 1.20 con diafragma y filtro de diafragma			√	
	Condensador centrado deslizante Abbe NA1.25				$\sqrt{}$



Enfoque	Sistema coaxial de ajuste grueso y fino, rango 24mm, división fina 0.004mm	V	
	Sistema coaxial de ajuste grueso y fino, rang 20mm,		$\sqrt{}$
lluminación	LED 3W, brillo ajustable	\checkmark	
	Lámpara halógena 6V / 20W, brillo ajustable	•	
	lámpara del halógeno de 220V o 110V / 6V / 20W, brillo ajustable.		V
Accesorios	Kit de contraste de fases	•	•
	Aplique de campo oscuro	•	•
	Aplique de polarización	•	
Tamaño de	396*262*492(BellMBCIn-117M),	./	./
Empaque	e 334*334*533(BellMBCIn-300M)		V
Peso Bruto	7.5kg (BellMBCIn-117M), 12.5kg (BellMBCIn-300M)	\checkmark	$\sqrt{}$

Nota: √ Equipo estándar, ● Opcional, Sin esta función

SKU: N / A | Categorías: Microscopio Boeco |



INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo