

MICROSCOPIO BIOLÓGICO DE LABORATORIO DE LA SERIE BELL208 - MARCA BELLTRONIC



	Fanasifias sián	Modelo						
	Especificación	BellMic-208A	BellMic-208B	BellMic-208C	BellMic-208AP	BellMic-208BP	BellMic-208AE	
Visualización de la cabeza	Deslizamiento de la cabeza binocular inclinada a los 45	V						
	Cabeza trinocular inclinada en 45		V					
	Compensación de cabeza binocular libre inclinada at30				V		V	
	Compensación libre cabeza trinocular inclinada at30			V		V		
Muserola	Muserola	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√	V	V	
Ocular	WF10X / 18 mm	V	V	V	V	V	V	
Objetivo	Acromático 4X, 10X, 40X (S) 100X (S, aceite)	√	√			√	√	
	Plan Acromático Infinito 4X, 10X, 40X (S) 100X (S, aceite)			V	√			



Escenario	Etapa mecánica de doble capa 135 * 140 mm	V	V	V	V	V	V
Condensador	Condensador ABBE NA1.25 con iris Diafragma y filtro, cremallera y piñón ajustable	$\sqrt{}$	V	V	\checkmark	\checkmark	V
lluminación	lluminación empotrable, lámpara halógena 6V / 20W	V	V	V	V	V	V
Fuente de alimentación	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz	\checkmark	\checkmark	\checkmark	V	V	$\sqrt{}$
	Foto adjunta, Video ajuste		V	V		V	
Accesorios	Condensador de campo oscuro, Conjunto de polarización, Kit de contraste de fase	\checkmark	V	V	V	V	V
Paquete	Dibujos animados con espuma	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
paquete	250 * 360 * 460 mm	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V	V
Peso bruto	8kg	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark

SKU: N / A | **Categorías:** <u>Microscopio Biológico</u>, <u>Microscopio Boeco</u> |



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Ocular Microscopio	lluminación (≥-LX)
	BellMic-208A	Código del Producto: BellMic-208A - Binocular	Any Ocular Microscopio	Any pa_iluminacion-%e2%89%a5-lx
	BellMic-208AE	Código del Producto: BellMic-208AB - Binocular	Any Ocular Microscopio	Any pa_iluminacion-%e2%89%a5-lx
	BellMic-208AP	Código del Producto: P BellMic-208AP - Binocular	Any Ocular Microscopio	Any pa_iluminacion-%e2%89%a5-lx
	BellMic-208B	Código del Producto: BellMic-208B - Trinocular	Any Ocular Microscopio	Any pa_iluminacion-%e2%89%a5-lx
	BellMic-208BP	Código del Producto: BellMic-208BP - Trinocular	Any Ocular Microscopio	Any pa_iluminacion-%e2%89%a5-lx
	BellMic-208C	Código del Producto: BellMic-208C - Trinocular	Any Ocular Microscopio	Any pa_iluminacion-%e2%89%a5-lx



INFORMACIÓN ADICIONAL

Ocular Microscopio WF10×/18mm

Iluminación (≥-LX) Iluminacion empotrable