

MICROSCOPIO BIOLÓGICO DE LABORATORIO DE LA SERIE BELLXSB - MARCA BELLTRONIC



	Especificación	Modelo					
		BellMicXSB-301P	BellMicXSB-301B	BellMicXSB-103B	BellMicXSB-102B	BellMicXSB-301A	
Visualización de la cabeza	Compensación de cabeza binocular libre inclinado a 30			\checkmark			
	Compensación sin cabeza trinocular inclinada a 30	\checkmark	V				
	Cabeza binocular deslizante inclinada a 45				V		
	Cabeza trinocular deslizante inclinada a 45					V	
	Deslizamiento Binocular / Trinocular cabeza inclinada a 45						
Muserola	Muserola	√	\checkmark	\checkmark	V	$\sqrt{}$	
Ocular	WF10X18mm						



	Plan Acromático 4X, 10X, 40X (S) 100X (S, aceite)	\checkmark				
Objetivo	Acromático 4X, 10X, 40X (S) 100X (S, aceite)		V	V		V
	Acromático 10X, 20X, 40X (S) 100X (S, aceite)				V	
Lcconorio .	Etapa mecánica de doble capa 135 * 140 mm	\checkmark	V	V	V	V
Condensador	Condensador ABBE NA1.25 con iris Diafragma y filtro, cremallera y piñón ajustable	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	V
Iluminación	Iluminación incorporada, lámpara halógena 6V / 20W,	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	V
Fuente de alimentación	AC 110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz	V	V	V	V	\checkmark
Accesorios	Foto adjunta, Videoajuste Condensador de campo oscuro, Conjunto de polarización, Kit de contraste de fase	√ √	√ √	\checkmark	V	√ √
Paquete	Cada conjunto en espuma de poliestireno, a la caricatura de seguridad		\checkmark	\checkmark	\checkmark	√
-	Dibujos animados con espuma	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	\checkmark



Tamaño del paquete	240 * 340 * 400 mm	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$	V	V
Peso bruto	7kg	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$

SKU: N / A | **Categorías:** <u>Microscopio Boeco</u> |



VARIACIONES

Imagen SKU Descripción SKU / Modelo



BellMicXSB-102B Código del Producto: BellMicXSB-102B - Binocular Any SKU / Modelo



BellMicXSB-103B Código del Producto: BellMicXSB-103B - Binocular Any SKU / Modelo



BellMicXSB-301A Código del Producto: BellMicXSB-301A -Trinocular Any SKU / Modelo



BellMicXSB-301B Código del Producto: BellMicXSB-301B - Trinocular Any SKU / Modelo



BellMicXSB-301P Código del Producto: BellMicXSB-301P - Trinocular Any SKU / Modelo



INFORMACIÓN ADICIONAL