

## MICROSCOPIO BIOLÓGICO INVERTIDO I - MARCA BELLTRONIC



|                  |                                                                              |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Modelo           |                                                                              | BellMicrosBioInv-I    |
| Sistema óptico   | Sistema Óptico Infinito                                                      |                       |
| Cabeza de Visión | Cabeza Trinocular Inclínada at300, Distancia Interpupilar48-75mm             |                       |
| Ocular           | Ocular de campo extra ancho EW10 × / 22                                      |                       |
| Objetivo         | Objetivo LWD Infinite Plan                                                   | 4×/ 0.1, WD 17.3mm    |
|                  |                                                                              | 10×/ 0.25, WD 10mm    |
|                  |                                                                              | 20×/ 0.4, WD 5.1mm    |
|                  |                                                                              | 40×/ 0.6, WD 2.1mm    |
|                  | Objetivo de la fase del plan infinito                                        | PH10×/ 0.25, WD 10 mm |
|                  |                                                                              | PH20×/ 0.4, WD 5.1mm  |
|                  |                                                                              | PH40×/ 0.65, WD 2.1mm |
| Muserola         | Muserola Quíntuple                                                           |                       |
| Condensador      | Condensador ELWD NA 0.3, LWD 72mm (Sin Condensador 150mm)                    |                       |
| Centrado         | Telescopio de centrado (Φ30MM)                                               |                       |
| Anillo de fase   | Placa Anular de Fase 10 × -20 ×, 40 × (Fija)                                 |                       |
|                  | Placa Anular de Fase 10×-20×、40× (Ajustable)                                 |                       |
| Platina          | Platina llana 160 × 250 mm                                                   |                       |
|                  | Envase de vidrio                                                             |                       |
|                  | Platina mecánica accesible, control coaxial de X-Y, moviendo Rang120 × 78m m |                       |
|                  | Platina auxiliar 70×180mm                                                    |                       |
|                  | Soporte Terasaki                                                             |                       |
|                  | Φ35mm soporte de plato de Petri                                              |                       |
|                  | Φ35mm soporte de plato de Petri                                              |                       |
|                  | Φ90mm soporte de plato de Petri                                              |                       |
| Enfoque          | Ajuste coaxial grueso y fino, Movimiento objetivo vertical                   |                       |
|                  | Recorrido grueso 37,7 mm por rotación, carrera fina 0,2 mm por rotación      |                       |

|                |                                                                                                   |   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Iluminación    | Lámpara Halógena 6V/ 30W                                                                          | √ |
|                | LED                                                                                               | ● |
| Filtro         | Cristal Azul, Verde y Tierra, Diámetro 45mm                                                       | √ |
| Accesorios     | Aplique Fluorescente invertido FL-100, accesorio fotográfico, adaptador de vídeo con montaje en C | ● |
| Tamaño Empaque | 468*397*665mm                                                                                     | √ |
| Peso Bruto     | 15.5kg                                                                                            | √ |

Nota: √ Equipo estándar, ● Opcional

**SKU:** BellMicrosBioInv-I | **Categorías:** [Microscopio Boeco](#) |

COTECNO