

MICROSCOPIO FLUORESCENTE LED BELLO-MICFLOULED-2



El microscopio fluorescente LED Bello-MicFlouLED-2 es ampliamente utilizado en biología, iatrolología, inmunología, oncología, genética, ciencia de materiales, etc. También puede proceder a la vista de transmisión general. Excelente sistema óptico infinito hace que la imagen fluorescente sea clara. La bombilla LED puede funcionar hasta 20000 horas. También tiene varias bandas de onda fluorescentes de alta eficiencia para la selección, adecuadas para diferentes aplicaciones de fluorescencia.

SKU: Bello-MicFlouLED-2 | **Categorías:** [Microscopio de fluorescencia](#) |

Especificaciones**Modelo**

Fluorescente	banda de onda B、G	●
Accesorio	Ocular: WF15X / 17mm, WF20X / 12.5mm	
Opcional	objetivo: infinito Plan grande N.A objetivos fluorescentes 4X/0.15、10X/0.35、20X/0.60、40X/0.75、100X/0.90 (Seco) Accesorios para fotografía y montaje CCD C: 0.5X 0.57X、0.75X 1.3Mega、2.0Mega、3.0Mega、5.0Mega、10.0Mega píxeles CMOS cámara ocular digital Cámara CCD, color 1/3 alta resolución 700 líneas de TV Software de análisis de imágenes CCD digital fluorescente Banda de onda G、V、UV	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Iluminación ($\geq$ -LX)

[12V/100W](#), [3V/5W](#), [85V-230V](#), [AC](#), [Bombilla halogena](#), [Diafragma iris de apertura](#), [Diafragma iris de campo](#), [Iluminacion de transmision](#), [Lampara fluorescente](#), [LED](#), [regulable](#)

Aumento del Objetivo

[100 \$\times\$ 1.25](#), [10 \$\times\$ 0.25](#), [40x.65](#), [4 \$\times\$ 0.10](#), [Aceite](#), [Plan infinito](#)

Tipo de Enfoque - Microscopio

[Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino](#)

Ocular Microscopio

[WF10X/22mm](#)