


## MILLIPORE BEVIGARD M CW0303SB1 CARTRIDGE FILTER




**SKU:** CW0303SB1 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE BEVIGARD M CW0303SB1 CARTRIDGE FILTER

Part Number: CW0303SB1



#### Especificaciones

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Marca                    | Millipore Bevigard M |
| Modelo                   | C W03 0 3 S B 1      |
| Tipo                     | Cartridge Filter     |
| Medida del Poro $\mu$    | 0.2                  |
| Temperatura máxima de °C | 80                   |
| Temperatura máxima de °F | 176                  |
| Material                 | Polypropylene        |
| O-Ring / juntas /        | Silicone             |

#### Dimensiones / Pesos

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Longitud en pulgadas | 30    |
| Longitud en cm       | 76.2  |
| Diámetro en pulgadas | Ø2.9  |
| Diámetro mm          | Ø73.7 |



### MILLIPORE BEVIGARD-M FILTROS DE CARTUCHO

Filtros de cartucho Bevigard-M están diseñados para aplicaciones de bebidas prefiltración como aclaración o para las etapas de filtración finales tales como la esterilización de protección de filtro de grado o reducción de la carga biológica del agua.

Se utiliza como filtro final para la reducción de la carga biológica, que ofrecen una excelente eficiencia de remoción de microorganismos.

### **Características / Beneficios**

- Pre-filtración
- reducción de la carga biológica
- excelente eliminación de microorganismos

### **Condiciones de Operación**

- Temperatura de funcionamiento máxima 80 ° C (175 ° F)
- Presión de funcionamiento máxima de 3,5 bar

### **Aplicaciones típicas**

- Alimentación y bebidas
- Aplicaciones para el agua

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO