

## MILLIPORE CLARIGARD D010P1V CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D010P1V | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D010P1V CARTRIDGE FILTER

Part Number: D010P1V



#### Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 010 P 1 V
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	1.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Fluoroelastomers

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10
Longitud en cm	25.4
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO