

MILLIPORE CLARIGARD K002A51TT1 OPTICAP XL CAPSULE FILTERS



SKU: K002A51TT1 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD K002A51TT1 OPTICAP XL CAPSULE FILTERS

Part Number: K002A51TT1



Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	K 002 A 51 TT 1
Tipo	Capsule Filter
Medida del Poro μ	0.2
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Silicone

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	8.5
Longitud en cm	21.6

Diámetro en pulgadas

Ø4.2

Diámetro mm

Ø106.7

[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO