

## MILLIPORE CLARIGARD K003A05FF1 OPTICAP XL CAPSULE FILTERS



**SKU:** K003A05FF1 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD K003A05FF1 OPTICAP XL CAPSULE FILTERS

Part Number: K003A05FF1



#### Especificaciones

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Marca                    | Millipore Clarigard |
| Modelo                   | K 003 A 05 FF 1     |
| Tipo                     | Capsule Filter      |
| Medida del Poro $\mu$    | 0.3                 |
| Temperatura máxima de °C | 80                  |
| Temperatura máxima de °F | 176                 |
| Material                 | Polypropylene       |
| O-Ring / juntas /        | Silicone            |

#### Dimensiones / Pesos

|                      |      |
|----------------------|------|
| Longitud en pulgadas | 8.5  |
| Longitud en cm       | 21.6 |

Diámetro en pulgadas

Ø4.2

Diámetro mm

Ø106.7

[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO