

MILLIPORE CLARIGARD K003A10TT1 OPTICAP XL CAPSULE FILTERS



SKU: K003A10TT1 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD K003A10TT1 OPTICAP XL CAPSULE FILTERS

Part Number: K003A10TT1



Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	K 003 A 10 TT 1
Tipo	Capsule Filter
Medida del Poro μ	0.3
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Silicone

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	13.2
Longitud en cm	33.5

Diámetro en pulgadas

Ø4.2

Diámetro mm

Ø106.7

[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO