

MILLIPORE CLARIGARD K010A05FF1 OPTICAP XL CAPSULE FILTERS



SKU: K010A05FF1 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD K010A05FF1 OPTICAP XL CAPSULE FILTERS

Part Number: K010A05FF1



Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	K 010 A 05 FF 1
Tipo	Capsule Filter
Medida del Poro μ	1.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Silicone

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	8.5
Longitud en cm	21.6

Diámetro en pulgadas

Ø4.2

Diámetro mm

Ø106.7

[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO