

MILLIPORE CLARIGARD K030A10FF1 OPTICAP XL CAPSULE FILTERS



SKU: K030A10FF1 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD K030A10FF1 OPTICAP XL CAPSULE FILTERS

Part Number: K030A10FF1



Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	K 030 A 10 FF 1
Tipo	Capsule Filter
Medida del Poro μ	3.0
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Silicone

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	13.2
Longitud en cm	33.5

Diámetro en pulgadas

Ø4.2

Diámetro mm

Ø106.7

[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO