

MILLIPORE POLYGARD CE01F2S06 POLYGARD CE FILTER



SKU: CE01F2S06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CE01F2S06 POLYGARD CE FILTER

Part Number: CE01F2S06



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Depth Filter Cartridge
Medida del Poro μ	1.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Silicone

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	20.0
Longitud en cm	50.8
Cantidad por caja	6 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO