

MILLIPORE POLYGARD CE01F4E06 POLYGARD CE FILTER



SKU: CE01F4E06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CE01F4E06 POLYGARD CE FILTER

Part Number: CE01F4E06



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Depth Filter Cartridge
Medida del Poro μ	1.0
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
O-Ring / juntas /	Ethylene Propylene

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40.0
Longitud en cm	101.6
Cantidad por caja	6 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO