

MILLIPORE POLYGARD CE0204E06 POLYGARD CE FILTER



SKU: CE0204E06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CE0204E06 POLYGARD CE FILTER

Part Number: CE0204E06



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Depth Filter Cartridge
Medida del Poro μ	2.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Ethylene Propylene

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40.0
Longitud en cm	101.6
Cantidad por caja	6 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO