

MILLIPORE POLYGARD CE02F2E06 POLYGARD CE FILTER



SKU: CE02F2E06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CE02F2E06 POLYGARD CE FILTER

Part Number: CE02F2E06



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Depth Filter Cartridge
Medida del Poro μ	2.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Ethylene Propylene

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	20.0
Longitud en cm	50.8
Cantidad por caja	6 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO