

## MILLIPORE POLYGARD CEA572S06 POLYGARD CE FILTER



**SKU:** CEA572S06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CEA572S06 POLYGARD CE FILTER

Part Number: CEA572S06



#### Especificaciones

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Marca                    | Millipore Polygard     |
| Tipo                     | Depth Filter Cartridge |
| Medida del Poro $\mu$    | 0.5                    |
| Temperatura máxima de °C | 80                     |
| Temperatura máxima de °F | 176                    |
| O-Ring / juntas /        | Silicone               |

#### Dimensiones / Pesos

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Longitud en pulgadas | 20.0     |
| Longitud en cm       | 50.8     |
| Cantidad por caja    | 6 pieces |

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO