

MILLIPORE POLYGARD CEA573S06 POLYGARD CE FILTER



SKU: CEA573S06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CEA573S06 POLYGARD CE FILTER

Part Number: CEA573S06



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Depth Filter Cartridge
Medida del Poro μ	0.5
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Silicone

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30.0
Longitud en cm	76.2
Cantidad por caja	6 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO