

MILLIPORE POLYGARD CEA5F1E06 POLYGARD CE FILTER



SKU: CEA5F1E06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CEA5F1E06 POLYGARD CE FILTER

Part Number: CEA5F1E06



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Depth Filter Cartridge
Medida del Poro μ	0.5
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Ethylene Propylene

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10.0
Longitud en cm	25.4
Cantidad por caja	6 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO