

## MILLIPORE POLYGARD CN03M4V06 POLYGARD CN FILTER



**SKU:** CN03M4V06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CN03M4V06 POLYGARD CN FILTER

Part Number: CN03M4V06



#### Especificaciones

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Marca                    | Millipore Polygard |
| Tipo                     | Cartridge Filter   |
| Medida del Poro $\mu$    | 0.3                |
| Temperatura máxima de °C | 80                 |
| Temperatura máxima de °F | 176                |
| O-Ring / juntas /        | fluoroelastomers   |

#### Dimensiones / Pesos

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Longitud en pulgadas | 4.0      |
| Longitud en cm       | 10.2     |
| Cantidad por caja    | 6 pieces |

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO