

MILLIPORE POLYGARD CN1H53V06 POLYGARD CN FILTER



SKU: CN1H53V06 | **Categorías:** Equipo Analitico |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CN1H53V06 POLYGARD CN FILTER

Part Number: CN1H53V06



Especificaciones

Millipore Polygard Marca Cartridge Filter Tipo 10.0 Medida del Poro μ 80 Temperatura máxima de °C

Temperatura máxima de °F 176

O-Ring / juntas / fluoroelastomers **Dimensiones / Pesos**

Longitud en pulgadas 30.0

Longitud en cm 76.2

Cantidad por caja 6 pieces

Ver PDF



INFORMACIÓN ADICIONAL