

MILLIPORE POLYGARD CN1HM4S06 POLYGARD CN FILTER



SKU: CN1HM4S06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CN1HM4S06 POLYGARD CN FILTER

Part Number: CN1HM4S06



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	10.0
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
O-Ring / juntas /	Silicone

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	4.0
Longitud en cm	10.2
Cantidad por caja	6 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO