

## MILLIPORE POLYGARD CN50F3E06 POLYGARD CN FILTER



**SKU:** CN50F3E06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CN50F3E06 POLYGARD CN FILTER

Part Number: CN50F3E06



#### Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	5.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	EP

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30.0
Longitud en cm	76.2
Cantidad por caja	6 pieces

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO