

MILLIPORE POLYGARD CR10M0203 POLYGARD CR FILTER



SKU: CR10M0203 | Categorías: Equipo Analitico |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CR10M0203 POLYGARD CR FILTER

Part Number: CR10M0203



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	10.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Silicone
Dimensiones / Pesos	
Longitud en pulgadas	2.0
Longitud en cm	5.1
Cantidad por caja	6 pieces

Ver PDF



INFORMACIÓN ADICIONAL