

MILLIPORE POLYGARD CR25F4C06 POLYGARD CR FILTER



SKU: CR25F4C06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CR25F4C06 POLYGARD CR FILTER

Part Number: CR25F4C06



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	25.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Short length version with polypropylene end caps and cage, silicone

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40.0
Longitud en cm	101.6
Cantidad por caja	6 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO