

MILLIPORE POLYGARD CR50F1P06 POLYGARD CR FILTER



SKU: CR50F1P06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CR50F1P06 POLYGARD CR FILTER

Part Number: CR50F1P06



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	50.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Extended length version with polypropylene end caps and cage, silicone

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10.0
Longitud en cm	25.4
Cantidad por caja	3 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO