

## MILLIPORE POLYGARD CR50F3C06 POLYGARD CR FILTER



**SKU:** CR50F3C06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CR50F3C06 POLYGARD CR FILTER

Part Number: CR50F3C06



#### Especificaciones

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Marca                    | Millipore Polygard                                                  |
| Tipo                     | Cartridge Filter                                                    |
| Medida del Poro $\mu$    | 50.0                                                                |
| Temperatura máxima de °C | 80                                                                  |
| Temperatura máxima de °F | 176                                                                 |
| O-Ring / juntas /        | Short length version with polypropylene end caps and cage, silicone |

#### Dimensiones / Pesos

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Longitud en pulgadas | 30.0     |
| Longitud en cm       | 76.2     |
| Cantidad por caja    | 3 pieces |

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO