

## MILLIPORE POLYGARD CRK3M0203 POLYGARD CR FILTER



**SKU:** CRK3M0203 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CRK3M0203 POLYGARD CR FILTER

Part Number: CRK3M0203



#### Especificaciones

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Marca                    | Millipore Polygard |
| Tipo                     | Cartridge Filter   |
| Medida del Poro $\mu$    | 0.3                |
| Temperatura máxima de °C | 80                 |
| Temperatura máxima de °F | 176                |
| O-Ring / juntas /        | Silicone           |

#### Dimensiones / Pesos

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Longitud en pulgadas | 2.0      |
| Longitud en cm       | 5.1      |
| Cantidad por caja    | 6 pieces |

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO