

MINI CENTRÍFUGA DE ALTA VELOCIDAD BELLMINCENHS-21K



Mini centrífuga de alta velocidad, BellMinCenHS-21K

Max. Velocidad: 21000rpm

Max. RCF: 30642xg

Rango de Tiempo: 1min~99min

Ruido de trabajo: $\leq 60\text{dB(A)}$

SKU: B-01-19-0025 | **Categorías:** [Centrifugadoras de Laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Centrifugadora universal de alta y baja velocidad, buena compatibilidad con múltiples rotores.

Tamaño medio y buena compatibilidad con pantalla LED.

Control por microordenador y accionamiento por motor de conversión de frecuencia de CA.

Protección contra sobrevelocidad, sobrecalentamiento y desequilibrio con bloqueo automático de la tapa.

Cálculo automático de RCF, RPM y RCF cambiando libremente.

Control de aceleración y desaceleración de hasta 10 niveles.

Botón de centrifugado de corta duración.

Aceleración / desaceleración, RPM, velocidad y RCF se pueden personalizar en base a la solicitud.

	Modelo	BellMinCenHS-21K
Codigo SKU		B-01-19-0025
RPM máximas		21000rpm
RCF máx.		30642xg
Capacidad máxima		4x750ml
Rango de tiempo		1min~99min
Revoluciones/min		±10r/min
Alimentación eléctrica		AC 220±22V 50Hz 10A
Alimentación		750W
Ruido de trabajo		≤ 60dB(A)
Diámetro de la cámara		Φ420mm
Dimensiones (LxA×H)		560×460×400(mm)
Dimensiones del embalaje		640×530×470(mm)
Peso neto		45kg
Peso bruto		50kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO