

## MODELO DE ACUPUNTURA DE OÍDO DE 40CM BELL-MAO40-8D



### Descripción

- Estos modelos de acupuntura de oído en serie están hechos de plástico PVC, muestran la ubicación de los puntos de acupuntura en la aurícula que refleja las vísceras correspondientes y partes del cuerpo humano.
- Embalaje: 6 piezas / ctn, 55x47x53cm, 10kgs
- Material: PVC

**SKU:** Bell-MAO40-8D | **Categorías:** [Serie de Acupuntura](#) |

COTECNO