

MODELO DE ACUPUNTURA DEL OÍDO DE 13CM BELL-MAO13-08B



Descripción

- Estos modelos de acupuntura de oído en serie están hechos de plástico PVC, muestran la ubicación de los puntos de acupuntura en la aurícula que refleja las vísceras correspondientes y partes del cuerpo humano.
- Embalaje: 100 piezas / ctn, 58x37x29cm, 10kgs
- Material: PVC

SKU: Bell-MAO13-08B | **Categorías:** [Serie de Acupuntura](#) |

COTECNO