

MODELO DE ENTRENAMIENTO DE RCP BÁSICO (MEDIO CUERPO) BELL-MRCP-04



SKU: N / A | Categorías: [Serie de Enseñanza Médica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Modelo de Entrenamiento de RCP Básico (Medio Cuerpo) Bell-MRCP-04[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Nombre del producto: Modelo de entrenamiento de RCP básico (medio cuerpo)

- Producto No: Bell-MRCP-04

- Material: PVC

- Descripción: El modelo está diseñado de acuerdo con el medio cuerpo anatómico humano, sirvió como ayuda didáctica para la educación, la higiene, la formación en primeros auxilios y la demostración. Muestra el medio cuerpo desde la cabeza hasta la sexta costilla del tórax. La sección transversal está pintada en color para mostrar diferentes órganos de forma clara y vívida. La forma completa del corazón y los pulmones muestra los diversos movimientos al demostrar la presión del corazón y la respiración boca a boca.

- Característica:

- Características del maniquí de RCP:

1) La cabeza se puede levantar hacia arriba y hacia abajo, la articulación del cuello es móvil.

2) El párpado se puede abrir y cerrar.

3) El ala de la nariz es suave, fácil de ajustar. La boca se puede abrir y cerrar. Puede hacer respiración boca a boca o respiración boca a nariz.

4) Consiste en la elasticidad y el modelo del corazón en la parte del corazón.

5) La piel es elástica con color natural de la piel

- Característica del instrumento de RCP:

1) Luz verde brillante, presión del corazón correcta.

2) Luz roja brillante, presión del corazón demasiado fuerte.

3) No hay luz brillante, la presión en un lugar equivocado o la presión es demasiado ligera

- Embalaje: 1pcs / carton, 63x25x44cm, 8kgs

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO