

MODELO DE ENTRENAMIENTO DE RCP DE MEDIO CUERPO (MUJER) BELL-MRCP-04B



SKU: N / A | **Categorías:** [Serie de Enseñanza Médica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Modelo de Entrenamiento de RCP de Medio Cuerpo (Mujer) Bell-MRCP-04B[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Nombre del producto: Modelo de entrenamiento de RCP de medio cuerpo (mujer)

- Producto No: Bell-MRCP-04B

- Material: PVC

- Descripción: Este modelo de RCP para adultos, simple, económico y portátil, se utiliza en todos los niveles de hospitales, escuelas de medicina, un modelo ideal de entrenamiento y enseñanza de RCP.

- Características:

1) Simulación de apertura de vía aérea.

2) Manipulación de la prensa en el pecho: fuerza correcta (4-5 cm), muestra la presión correcta, presión demasiado grande (más de 5 cm), muestra la señal de alerta.

3) De boca a boca (soplado): el rango del volumen de marea juzgado al observar los altibajos del tórax (estándar de volumen de marea $\leq 500\text{ml}$ / $600\text{m}-1000\text{ml}\leq$).

4) Frecuencia de operación: el último estándar internacional: 100 veces / min.

- Embalaje: 1pcs / carton, 78x36x25cm, 7kgs[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

COTECNO