

MODELO DE HÍGADO BELL-HIG-12



SKU: N / A | Categorías: [Serie Anatomica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Modelo de Hígado Bell-

HiG-12[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Nombre del producto: Modelo de hígado

- Producto No: Bell-HiG-12

- Material: PVC

- Descripción: Este modelo muestra las estructuras anatómicas básicas del hígado. La red de vasos complejos en el hígado abierto, se muestra en diferentes colores en el modelo del hígado: los vasos hilus, los conductos biliares extra-hepáticos e intra-hepáticos. En el stand.

- Embalaje: 12 piezas / cartón, 50x35x42cm, 11kgs[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

COTECNO